

# LUBExpert

Optimale Smering van de Lagere

**DUBBELE GEGEVENSVERZAMELING**

GEEN EXTRA AANDACHT

GEEN EXTRA MIDDELEN

GEEN EXTRA TIJD




LUBExpert Dynamic levert een geavanceerde analyse van de lagerconditie.

Tijdens de smering worden op de achtergrond dynamische gegevens geregistreerd.

Deze resultaten worden aan het conditiebewakingsteam doorgegeven

om de lagerconditie in realtime te beoordelen.



Ultrasound Solutions

sdtultrasound.com